




MedLeader Łukasz Kruck
ul. Nowe Dąbie 306
89-210 Łabiszyn
tel. +48 667 987 771
fax. +48 52 561 08 88
mail. medleader@medleader.pl
www.medleader.pl
www.chirurgiczne.info
www.medleader.sklep.pl



SHENZHEN ZFROG TECHNOLOGY CO., LTD




SHENZHEN ZFROG TECHNOLOGY CO., LTD

Room 202, Building A3, Songfa Industrial Park, No. 26 Hexiu West Road,
Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City
Web: www.zfrog-tech.com

Vein Finder BD-30

Cechy produktu

Iluminator żył BD-30 zapewnia dokładny obraz układu naczyniowego na powierzchni skóry w czasie rzeczywistym, co pomaga lekarzom weryfikować stan żyły i zmniejsza ryzyko nakłucia żyły. Dzięki iluminatorowi żył BD-30 szpital może zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej, poprawić kontrolę zakażeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów.



Przenośny

Przenośny iluminator żył, łatwy do przenoszenia, bezkontaktowy z pacjentem.

Kolorowy

Świetny obraz z 5 różnymi opcjami kolorów, odpowiednimi do różnych typów skóry.

Wskaźnik głębokości

Głębokość żyły zostanie wykryta i pokazana z boku



Stojak Mobilny



Ręczny



Biurkowy

Specyfikacja

Rozdzielczość	854×480 pixel	Wyświetlacz	Tak
Światło emitowane	10-25 Lumens 4 level adjustable	Ładowanie podczas używania	Tak
Kolory	10 colors	Rozmiar	23(L)*5(W)*4.9(H)cm
Rozmiar obrazu	3 Sizes	Waga	350g
Detekcja głębokości żyły	Tak		

Zalety produktu

- 5 kolorów
- 4 poziomy jasności
- 3 rozmiary obrazu
- 2 pozytyw/negatyw
- 1 ekran



Zastosowanie




Pediatrya

Małe żyły „Tłuszcz dziecięcy” Lęk dzieci i ich rodzin



Chirurgia naczyniowa

Skleroterapia w leczeniu teleangiektazji pajęczków
Leczenie usuwania żył



Onkologia

Mniej możliwości skutecznego dostępu z powodu powtarzających się wlewów, zabiegów i leków



Labolatorium

Szybki dostęp do wenflonu w laboratorium podczas pobierania próbek krwi
Zwiększenie satysfakcji pacjentów